

MFIHC08

mIHC 专用抗体洗脱液



10ml;20ml

Order	021-34695924 orders@ab-mart.com
Support	400-6123-828 support1@ab-mart.com
Web	www.ab-mart.com.cn

Description:

本产品采用温和洗涤配方，可在不影响目的蛋白的情况下，去除结合在细胞爬片及冰冻切片上的一抗和二抗，使同一张实验片可进行多次荧光标记，完成细胞爬片及冰冻切片多重免疫荧光染色。

Reactivity : ALL

Application : mIHC

使用方法:

滴加适量 37 度预热的 mIHC 专用抗体洗脱液（冰冻切片 爬片 骨组织建议用）覆盖样本，37 度放置 5-20 分钟，弃去洗脱液，再次滴加适量抗体洗脱液覆盖样本 37 度放置 5-20 分钟，弃洗脱液，PBS 洗三次，每次 5 分钟。